

KAYE®

NUEVO

Validador® AVS

Sistema Avanzado de Validación

Nueva Generación de Sistemas de Validación

- Innovador diseño “estado de arte” del hardware
- Consola de validación Pre-programada, Robusta con Interfaz de usuario Intuitiva
- Gestión De Activos / Software con características para informes analíticos



KAYE-Una historia continúa de Innovación, Calidad y Cumplimiento normativo.

www.kaye-validator-avs.com

Pase página
a la próxima
generación...

KAYE Validador AVS

Sistema Avanzado de Validación

Consola del Validador AVS

- Consola Robusta con Software KAYE preinstalado
- Fácil de operar/ Interface de usuario Intuitiva “estado de arte”
- Estación para conexiones de red (Ethernet) e inalámbrica (WIFI)
- Concepto de gestión de activos para equipos de proceso y hardware KAYE
- Consola con capacidad para ejecutar software existentes de productos Kaye
- Herramienta de Reporte de análisis mejorada compatible con versiones anteriores
- GAMP-5, (Buenas Prácticas de Manufactura Automatizada), simplificación del proceso de validación



Validador AVS

- Manejo de datos y redundancia, mejorado (4 niveles)
- Capacidad de entrada expandida, tipos y rango
- Tiempo de escaneo mejorado 1 seg para 48 entradas, conforme EN554
- Funcionamiento autónomo con estación de acoplamiento de consola



Para información adicional contacte con su representante de ventas local o contáctenos a:

Americas: Tel: 1-814-834-5576 | Email: St.MarysCC@amphenol-sensors.com

Europe: Tel: 0049 (0)7231 14335 0 | E-mail: Kaye-CCPf@amphenol-sensors.com

Amphenol
Advanced Sensors

www.kaye-validator-avs.com

© 2015 Amphenol Corporation. All Rights Reserved. Specifications are subject to change without notice. Other company names and product names used in this document are the registered trademarks of their respective owners.