

Validator® AVS Software 2.1

ACCURATEZZA ED EFFICIENZA CON UNA REPORTISTICA AVANZATA

Date Time	Rab1	Rab2	Rab3	Rab4	Rab5	Rab6
24-Feb-2025 12:55:00	21.31	21.83	21.44	20.55	20.48	21.11
24-Feb-2025 13:55:00	21.32	21.83	21.46	20.55	20.48	21.11
	21.32	21.82	21.45	20.55	20.48	21.13
	21.31	21.83	21.44	20.55	20.48	21.11
	21.32	21.83	21.46	20.55	20.48	21.11
	21.32	21.82	21.45	20.55	20.48	21.13
	21.31	21.83	21.44	20.55	20.48	21.11
	21.83	21.46	20.55	20.48	21.11	
	21.82	21.45	20.55	20.48	21.13	
	21.83	21.44	20.55	20.48	21.11	
	21.83	21.46	20.55	20.48	21.11	
	21.82	21.45	20.55	20.48	21.13	

**NUOVA FUNZIONE DEL SOFTWARE:
REPORT STORICO IN TEMPO REALE**

Nell'odierno panorama digitale in rapida evoluzione, in cui le aziende farmaceutiche e biotecnologiche si affidano a dati accurati e affidabili, è essenziale una reportistica snella e flessibile. Oltre alle caratteristiche introdotte in AVS 2.0, come la gestione migliorata degli utenti e il Common Reporting Tool, l'ultima versione, Validator AVS 2.1, offre funzionalità di reporting migliorate.

Il report storico in tempo reale fornisce una tabella di tutte le letture dei sensori raccolte, organizzate in


gruppi in base ai sensori. La frequenza di acquisizione si allinea alla frequenza di campionamento definita nella configurazione. Gli utenti possono rivedere i dati di studi a lungo termine e generare un report storico preliminare (PDF o foglio di calcolo Excel) mentre lo studio è ancora in corso. Questa funzione permette agli utenti di valutare i dati in tempo reale, consentendo una valutazione tempestiva dei risultati. Offre inoltre la flessibilità di interrompere gli studi a lungo termine se i primi dati suggeriscono che è improbabile che si raggiungano i risultati desiderati.

*ACTIVE DIRECTORY è un marchio di Microsoft Corporation.

CARATTERISTICHE:

- Report storico preliminare (formato PDF)
- Report storico preliminare (formato Excel)
- Supporto per KAYE LTR-200
- Supporto Active Directory*
- Tipi di utenti personalizzati
- Report di audit e grafici generati, visualizzabili nel pannello Report.
- Miglioramento della sincronizzazione dei dati
- Miglioramenti delle prestazioni

- Common Reporting 1.5 Integrato
 - Unire fino a tre studi
 - Troncamento di studi di grandi dimensioni per consentire la creazione di report grafici
 - Tracciabilità tra gli studi di qualifica e le relative calibrazioni dei sensori
 - Pass/Fail Report
 - Spreadsheet Report
 - Audit Trail Report
 - Generazione di report in parallelo con un solo clic



Visualizzazione preliminare dei dati


Report storico preliminare (formato Excel)

Preliminary History Review Printed on 09-Mar-2025 at 10:14:56 by Tester

Study Name: TEST SETUP

Time Stamp	ER1 (C)	ER2 (C)	ER3 (C)	ER4 (C)	ER5 (C)	ER6 (C)	ER7 (C)	ER8 (C)	ER9 (C)	ER10 (C)	ER11 (C)	ER12 (C)
08-Mar-2025												
20:21:30	90.10	90.10	90.07	90.08	90.11	90.01	89.97	90.08	89.97	90.06	90.07	
20:21:35	90.11	90.07	90.08	90.07	90.11	89.97	90.00	90.10	89.99	90.07	90.09	
20:21:40	90.10	90.08	90.10	90.10	90.12	89.99	89.99	90.06	89.96	90.06	90.06	
20:21:45	90.11	90.09	90.07	90.07	90.10	89.97	90.00	90.09	89.98	90.08	90.07	
20:21:50	90.09	90.08	90.06	90.06	90.12	89.97	89.99	90.07	89.99	90.07	90.08	
20:21:55	90.12	90.10	90.07	90.06	90.12	89.99	89.98	90.06	89.99	90.06	90.09	
20:22:00	90.09	90.10	90.08	90.08	90.10	89.97	89.99	90.08	89.98	90.07	90.08	
20:22:05	90.12	90.06	90.08	90.09	90.12	89.97	90.01	90.09	89.98	90.06	90.09	
20:22:10	90.13	90.08	90.08	90.09	90.13	89.98	89.98	90.09	90.00	90.07	90.08	
20:22:15	90.12	90.09	90.09	90.08	90.10	89.97	89.99	90.09	89.99	90.07	90.07	
20:22:20	90.10	90.08	90.08	90.11	90.11	89.98	89.99	90.11	89.97	90.07	90.07	
20:22:25	90.12	90.08	90.06	90.08	90.11	89.98	89.97	90.09	89.99	90.06	90.09	
20:22:30	90.14	90.09	90.05	90.07	90.11	89.99	89.98	90.08	89.99	90.06	90.08	
20:22:35	90.10	90.09	90.08	90.08	90.10	89.98	89.99	90.08	89.97	90.08	90.08	
20:22:40	90.10	90.09	90.08	90.08	90.10	89.98	89.99	90.08	89.97	90.08	90.08	
20:22:45	90.12	90.08	90.07	90.07	90.11	89.96	89.98	90.07	89.97	90.07	90.07	
20:22:50	90.09	90.11	90.09	90.09	90.10	89.97	89.99	90.06	89.96	90.06	90.06	
20:22:55	90.10	90.08	90.08	90.08	90.11	89.97	89.97	90.01	89.97	90.07	90.08	
20:23:00	90.10	90.08	90.07	90.08	90.11	90.12	90.08	90.00	89.98	90.05	90.10	
20:23:05	90.09	90.07	90.07	90.08	90.11	89.96	89.99	90.08	90.00	90.04	90.09	

Report storico preliminare (formato PDF)



Sync Tool è costantemente in esecuzione come servizio in background

Contatto del rappresentante Kaye:

EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRICA E ASIA
 Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH
 Sinsheimer Strasse 6
 D-75179 Pforzheim
 T: +49 (0) 7231-14 335 0
 F: +49 (0) 7231-14335 29
 Email: kaye@amphenol-sensors.com

USA/AMERICHE
 Amphenol Thermometrics, Inc.
 967 Windfall Road
 St. Marys, PA 15857
 T: +1(814) 834-9140
 F: +1(814) 781-7969
 Email: kaye-us@amphenol-sensors.com

Richiedete una demo:

INDIA
 Amphenol Interconnect India Pvt Ltd.
 Plot no. 6, Survey No.64 | Software Units layout
 MAHAVEER TECHNO PARK
 Hitech City, Madhapur | Hyderabad,
 Telangana - 500081 | T: +91 40 33147100
 Email: kaye-india@amphenol-sensors.com

CINA
 Amphenol (Changzhou) Connector Systems
 Co., Ltd, Building 10, Jintong Industrial
 Park, No. 8 Xihu Road, Wujin High-Tech
 Development Zone, Changzhou,
 Jiangsu 213164 | T: 0086-519-83055197
 Email: kaye-china@amphenol-sensors.com



Garanzia ed esclusioni di responsabilità: Le informazioni riportate sui documenti si basano sui nostri test, sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa di l'effetto di possibili influenze nell'applicazione del prodotto, non esonerano l'utente da test, verifiche e prove proprie. Dai nostri dati non è possibile ricavare una garanzia di determinate proprietà o una garanzia di idoneità del prodotto per un'applicazione specifica, in particolare permanente. La responsabilità è pertanto esclusa nella misura consentita dalla legge. I diritti di proprietà di terzi e le leggi e i regolamenti vigenti devono essere rispettati dal destinatario del prodotto sotto la propria responsabilità.

© 2025 Amphenol Corporation. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Altri nomi di società e prodotti utilizzati in questo documento sono marchi registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.